



ADHÉSIF BI-COMPOSANTS UNIVERSEL POUR COLLAGE RAPIDE ET HAUTEMENT RÉSISTANT

DESCRIPTION :

- Universel : Adhère sur la plupart des matériaux : métaux, verre, plastiques, plexyglas, PVC, béton, pierre naturelle, bois, caoutchouc.
- Rapide : Temps de prise en à peine 2 minutes et durcissement initial en +/- 7 minutes.
- Haute résistance à la traction : 3500 N/cm².
- Couleur de la colle quasi translucide après mélange et durcissement.
- Haute résistance à la température : 180 °C avec des pointes de 200°C.
- Résiste aux chocs et aux vibrations.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Résine	Methyl Methacrylate
Couleur A	Vert
Couleur B	Rose
Couleur du mélange	Translucide
Vitesse de prise	Inférieur à 2 mn
Vitesse de durcissement	entre 2 et 7 mn
Durée de durcissement à 50 % de la résistance à la traction finale	1 heure
Durée de durcissement à 100 % de la résistance à la traction	6 heures
Espace de remplissage	Inférieur à 3 MM
Temps de conservation à 20 °C	9 mois
Densité	1,02
Résistance aux températures	- 40 °C + 180 °C
Pointe de température	Jusqu'à 200 °C par intermittence
Résistance à la traction	35 N / mm ²

MODE D'EMPLOI :

- Nettoyer les parties à encoller et les sécher, FIXACRYL tolère un léger film gras.
- FIXACRYL est conditionné dans une seringue 2 x 12,5 ml permettant l'extraction des produits A et B dans le rapport 1:1
- Soit étaler le cordon A sur une pièce et le cordon B en même temps sur l'autre pièce.
- Soit extraire de la seringue le cordon A s'étalant sur le cordon B simultanément.
- La prise du mélange se fait en moins de 2 minutes.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Produit à usage professionnel. Consultez la FDS (uniquement sur demande).

Les renseignements que contiennent nos notices, nos lettres, nos rapports et nos comptes-rendus ont pour but de vous conseiller rendant compte notamment d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité mais sans aucun engagement de notre part.

DISTRIBUE PAR SARL 4G
ROUTE DE BRAY - BP 47
77872 MONTEREAU CEDEX
01.64.32.21.53 - FAX 01.64.32.50.08

CONDITIONNEMENT :

- Cartouche 12,5 ml (Bi-composant)
- Carton de 12

